

CORMAY IMMUNO-CONTROL I



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01_07 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-288	402-7779	2025-10

PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	IMMUNO-CONTROL I (L)		IMMUNO-CONTROL I (H)	
		WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE / C-REACTIVE PROTEIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.94 mg/dL	0.66 – 1.22 mg/dL	2.48 mg/dL	2.11 – 2.85 mg/dL
ANTY- STREPTOLIZYNA O / ANTY-STREPTOLYSIN O	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	141 IU/mL	113 - 169 IU/mL	297 IU/mL	252 - 342 IU/mL
CZYNNIK REUMATOIDALNY / RHEUMATOID FACTOR	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17.5 IU/mL	13.12 – 21.87 IU/mL	37.8 IU/mL	28.35 – 47.25 IU/mL