

CORMAY IMMUNO-CONTROL I



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01_07 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-288	403-7880	2026-01

PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	IMMUNO-CONTROL I (L)		IMMUNO-CONTROL I (H)	
		WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE / C-REACTIVE PROTEIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.97 mg/dL	0.78 – 1.16 mg/dL	2.55 mg/dL	2.04 – 3.06 mg/dL
ANTY- STREPTOLIZYNA O / ANTY-STREPTOLYSIN O	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	142 IU/mL	125 - 159 IU/mL	300 IU/mL	264 - 336 IU/mL
CZYNNIK REUMATOIDALNY / RHEUMATOID FACTOR	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	16.4 IU/mL	12.3 – 20.5 IU/mL	38.1 IU/mL	28.58 – 47.63 IU/mL