

CORMAY IMMUNO-CONTROL I



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01_07 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-288	407-8181	2026-04

PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	IMMUNO-CONTROL I (L)		IMMUNO-CONTROL I (H)	
		WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE / C-REACTIVE PROTEIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.96 mg/dL	0.77 – 1.15 mg/dL	2.50 mg/dL	2.00 – 3.00 mg/dL
ANTY- STREPTOLIZYNA O / ANTY-STREPTOLYSIN O	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	138 IU/mL	121 – 155 IU/mL	308 IU/mL	271 – 345 IU/mL
CZYNNIK REUMATOIDALNY / RHEUMATOID FACTOR	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17.2 IU/mL	12.9 – 21.5 IU/mL	39.7 IU/mL	29.77 – 49.62 IU/mL