

CORMAY IMMUNO-CONTROL I



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01_07 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-288	411-8282	2026-07

PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	IMMUNO-CONTROL I (L)		IMMUNO-CONTROL I (H)	
		WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE / C-REACTIVE PROTEIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dL	0.73 – 1.09 mg/dL	2.47 mg/dL	1.98 – 2.96 mg/dL
ANTY- STREPTOLIZYNA O / ANTY-STREPTOLYSIN O	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	142 IU/mL	125 – 159 IU/mL	313 IU/mL	275 – 351 IU/mL
CZYNNIK REUMATOIDALNY / RHEUMATOID FACTOR	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17.2 IU/mL	12.9 – 21.5 IU/mL	39.0 IU/mL	29.25 – 48.75 IU/mL