

CORMAY IMMUNO-CONTROL II



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01_08 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-290	406-7777	2025-11

		IMMUNO-CONTROL II (L)		IMMUNO-CONTROL II (H)	
PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
MIOGLOBINA / MYOGLOBIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	88 ng/mL	75-101 ng/mL	318 ng/mL	286-350 ng/mL
FERRYTYNA / FERRITIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	102 ng/mL	87-117 ng/mL	410 ng/mL	349-472 ng/mL
CAŁKOWITE IgE / TOTAL IgE	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	66 IU/mL	50-83 IU/mL	412 IU/mL	350-474 IU/mL