

# CORMAY IMMUNO-CONTROL II



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01\_08 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-290	407-7878	2026-05

		IMMUNO-CONTROL II (L)		IMMUNO-CONTROL II (H)	
PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
MIOGLOBINA / MYOGLOBIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	88 ng/mL	73-103 ng/mL	311 ng/mL	258-364 ng/mL
FERRYTYNA / FERRITIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	103 ng/mL	88-118 ng/mL	403 ng/mL	343-463 ng/mL
CAŁKOWITE IgE / TOTAL IgE	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	68 IU/mL	54-82 IU/mL	408 IU/mL	326-490 IU/mL