

CORMAY IMMUNO-CONTROL II



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01_08 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-290	502-7979	2026-11

		IMMUNO-CONTROL II (L)		IMMUNO-CONTROL II (H)	
PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
MIOGLOBINA / MYOGLOBIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	93 ng/mL	77-109 ng/mL	309 ng/mL	256-362 ng/mL
FERRYTYNA / FERRITIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	105 ng/mL	89-121 ng/mL	404 ng/mL	343-465 ng/mL
CAŁKOWITE IgE / TOTAL IgE	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	67 IU/mL	54-80 IU/mL	418 IU/mL	334-502 IU/mL