

ERRATA

Dear Customers,

We kindly inform that **CHOLINESTERASE** (Colorimetric butyrylthiocholine) values have been reassigned for the control sera **CORMAY SERUM HN** (Cat. No 5-172) and **CORMAY SERUM HP** (Cat. No 5-173).

Assigned values and the lot numbers of control materials can be found in the tables below:

Уважаемые Клиенты,

Информируем о том, что значения для параметра **ХОЛИНЭСТЕРАЗА** (Колориметрический с бутирилтиохолином) были повторно метрифицированы для контрольных материалов **CORMAY SERUM HN** (Кат. № 5-172) и **CORMAY SERUM HP** (Кат. № 5-173).

Значения величин и серийные номера метрифицированных контрольных материалов поданы в нижеприведенных таблицах:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wartości dla parametru **CHOLINESTERAZA** (Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą) zostały ponownie zmetrykowane dla surowic kontrolnych **CORMAY SERUM HN** (Nr kat. 5-172) i **CORMAY SERUM HP** (Nr kat. 5-173).

Wyznaczone wartości i numery serii zmetrykowanych materiałów kontrolnych podajemy w tabelach poniżej:

CORMAY SERUM HN	Cat. No / Nr kat. 5-172	Lot / Seria:	HN10	Exp. / Data ważn.:	2025-07
COMPONENT PARAMETR	METHOD METODA		ASSIGNED VALUE WARTOŚĆ ŚRODKOWA	RANGE ZAKRES	
ACCENT-300, BS-300					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		117 µkat/l	93.6 - 140	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		7022 U/l (37°C)	5618 - 8426	
MEAN FROM ALL ANALYZERS					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		116 µkat/l	92.8 - 139	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		6949 U/l (37°C)	5559 - 8339	
MANUAL METHOD					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		116 µkat/l	92.8 - 139	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		6949 U/l (37°C)	5559 - 8339	

CORMAY SERUM HP	Cat. No / Nr kat. 5-173	Lot / Seria:	HP10	Exp. / Data ważn.:	2025-07
COMPONENT PARAMETR	METHOD METODA		ASSIGNED VALUE WARTOŚĆ ŚRODKOWA	RANGE ZAKRES	
ACCENT-200 (II GEN), ACCENT-220S, BS-120, BS-180, BS-200					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		16.6 µkat/l	8.80 - 24.4	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		997 U/l (37°C)	528 - 1466	
ACCENT S120, ACCENT MC240, ACCENT M320, BS-230, BS-240Pro, BS-360E					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		17.9 µkat/l	9.49 - 26.3	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1072 U/l (37°C)	568 - 1576	
ACCENT-300, BS-300					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		19.8 µkat/l	10.5 - 29.1	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1185 U/l (37°C)	628 - 1742	
BS-400, BS-480					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		18.6 µkat/l	9.86 - 27.3	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1118 U/l (37°C)	593 - 1643	
BS-800, BS-800M					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		19.2 µkat/l	10.2 - 28.2	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1154 U/l (37°C)	612 - 1696	
BIOLIS 24i PREMIUM, BIOLIS 30i					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		19.1 µkat/l	10.1 - 28.1	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1145 U/l (37°C)	607 - 1683	
EQUISSE 400i					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		18.6 µkat/l	9.86 - 27.3	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1116 U/l (37°C)	591 - 1641	
MEAN FROM ALL ANALYZERS					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		18.4 µkat/l	9.75 - 27.0	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1107 U/l (37°C)	587 - 1627	
MANUAL METHOD					
CHOLINESTERASE	Colorimetric butyrylthiocholine, III GENERATION		18.4 µkat/l	9.75 - 27.0	
CHOLINESTERAZA	Kolorymetryczna z butyrylotiocholimą, III GENERACJA		1107 U/l (37°C)	587 - 1627	